

Catálogo de Productos



GRUPO VITAL S.A.S

Por una salud llena de vida

A large collection of Vital Medic medical supplies arranged on a white surface against a green and white background. The items include boxes of gloves (nitrile, latex), gauze pads, band-aids, syringes, needles, and other medical equipment.





Guantes de Látex para Exámen

- DE LÁTEX NATURAL
- BAJO EN PROTEÍNAS
- LIGERAMENTE ENTALCADOS
- NO ESTÉRIL
- TALLAS: XS, S, M, L
- COLORES: NATURAL, ROSADO, AZUL, VIOLETA, VERDE
- PESO: 5.5 GR, 6.0 GR, 6.5 GR
- PRESENTACIÓN: CAJA DE 100 UNIDADES POR PESO
- AQL 1.5
- NO REUTILIZABLE



Guantes Estériles para Cirugía

- GUANTE DE LÁTEX NATURAL
- LIBRE DE POLVO Y CON BAJO CONTENIDO EN POLVO
- ESTÉRILES MEDIANTE ÓXIDO DE ETILENO
- TALLAS: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5
- PRESENTACIÓN: EMPAQUE INDIVIDUAL POR PAR CAJA X 50 PARES
- AQL 1.5
- NO REUTILIZABLE



Guantes de Vinilo

- GUANTE DE POLIVINILO
- LIBRE DE LÁTEX
- NO ESTÉRIL
- LIBRE DE TALCO
- TALLAS: XS, S, M, L, XL
- COLOR: TRANSPARENTE Y LÁTEX NATURAL (STRECH)
- PRESENTACIÓN: CAJA DE 100 UNIDADES POR PESO
- NO REUTILIZABLE



Guantes de Nitrilo

- MATERIAL SINTÉTICO NITRIL
- LIBRE DE TALCO
- AMBIDIESTRO, ANTIDESLIZANTE, TEXTURIZADO
- TALLAS: S, M, L
- PRESENTACIÓN: CAJAS DE 100 UNIDADES POR PESO
- USOS: BARRERA DE PROTECCIÓN BIOLÓGICA
- CALIDAD: ESTÁNDAR Y PREMIUM 4.0 Y 5.0 GRS, RESPECTIVAMENTE
- NO REUTILIZABLE



Vendas de Yeso

- GASA 100% ALGODÓN
- ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD
- ADECUADO NIVEL DE CREMOSIDAD
- EXCELENTE CAPACIDAD DE MOLDAJE
- TIEMPO DE FRAGUADO: 3 A 5 MINUTOS
- MEDIDAS: 3" X 5 YDS, 4" X 5 YDS, 5" X 5 YDS, 6" X 5 YDS, 8" X 5 YDS
- PRESENTACIÓN: CORRUGADA X 24 UNIDADES
- NO REUTILIZABLE



Vendas Elásticas

- COMPOSICIÓN EN POLIÉSTER Y CAUCHO
- DISEÑO TIPO EUROPEO
- MEDIDAS: 2" X 5 YDS, 3" X 5 YDS, 4" X 5 YDS, 5" X 5 YDS, 6" X 5 YDS, 8" X 5 YDS
- PRESENTACIÓN: BOLSA POR 10 UNIDADES - CORRUGADA POR 300 UNIDADES



Vendas de Algodón Laminado

- COMPOSICIÓN 100% ALGODÓN
- MEDIDAS: 2" X 5 YDS, 3" X 5 YDS, 4" X 5 YDS, 5" X 5 YDS, 6" X 5 YDS, 8" X 5 YDS
- PRESENTACIÓN: BOLSA POR 10 UNIDADES - CORRUGADA POR 300 UNIDADES
- NO REUTILIZABLE



Jeringas Desechables

- 100% ESTÉRILES MEDIANTE ÓXIDO DE ETILENO
- AGUJA TRIBISELADA
- TRES PARTES
- LUER LOCK
- ESCALA VOLUMÉTRICA MILIMETRADA
- PRESENTACIONES:
- 0.5 ML
- 1ML FIJA SIN ESPACIO MUERTO
- 1ML REMOVIBLE
- 2ML
- 3 ML
- 5ML
- 10ML
- 20ML
- 50 - 60 ML
- EMPAQUE: BLISTER EN PAPEL GRADO MÉDICO
- NO REUTILIZABLE



Agujas Hipodérmicas

- ESTÉRIL MEDIANTE ÓXIDO DE ETILENO
- TRIBISELADA
- ACERO QUIRÚRGICO
- TUBO PROTECTOR
- PRESENTACIÓN: CAJA X 100 UNIDADES
- REFERENCIAS Y MEDIDAS: 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30.
- EMPAQUE BLISTER EN PAPEL GRADO MÉDICO
- NO REUTILIZABLE



Gasas - Limpias y Estériles

Apósito Abdominal y Gasas Odontológicas

- GASA ESTÉRIL PRECORTADA
- EN SOBRE EMPAQUE INDIVIDUAL POR 2, 3, 5 o 6 UNIDADES
- MEDIDAS: 7.5 X 7.5 CM - 10 X 10 CM
- PRESENTACIÓN: CAJAS DISPENSADORAS POR 20 Y 50 UND
- GASA ODONTOLÓGICA:
- PRESENTACIÓN: NO ESTÉRIL, PAQUETE X 200 UNIDADES, CORRUGADA X 25 PAQUETES
- GASA APÓSITO ABDOMINAL LIMPIO DE ALTA ABSORCIÓN, CON CINTA RADIO PACO
- PRESENTACIÓN: BOLSA X 100 UNIDADES
- PRESENTACIÓN EN ESTÉRIL: 3 Ó 5 UNIDADES POR PAQUETE
- NO REUTILIZABLE



Adaptador Tapón

IN - Catéter Heparinizado PRN

- EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO
- EMPATE LUER LOCK
- PRESENTACIÓN: CAJA X 100 UNIDADES
- NO REUTILIZABLE



Torniquetes

- SUPERFICIE: TEXTURIZADO
- LIBRE DE LÁTEX
- REPELENTE A FLUIDOS
- COLOR: AZUL
- PRESENTACIÓN: BOLSA X 250 UNIDADES
- MEDIDAS: 2.5 CM DE ANCHO X 46,5 CM DE LARGO



Tapabocas Desechables

- DE AMARRAR Y CON BUCLE ELÁSTICO DE AJUSTE A LA OREJA
- TAPABOCAS DE TRES CAPAS CON FILTRO
- AJUSTE CON ADAPTADOR NASAL
- TELAS NO TEJIDAS DE POLIPROPILENO AL 100%
- NO ESTÉRIL
- COLORES: BLANCO Y AZUL
- PRESENTACIÓN: CAJA X 50 UNIDADES Y EN EMPAQUE INDIVIDUAL PLASTIFICADO
- NO REUTILIZABLE



Gorros clip y tipo Enfermera, Polainas, Ropa Desechable

- FABRICADO EN POLIPROPILENO
- TELAS NO TEJIDAS
- NO ESTÉRIL
- HIPOALERGÉNICO
- INOLORO
- REPELENTE A FLUIDOS PERO NO IMPERMEABLE



Kit Unidosis para diálisis Unidades Renales

- GUANTE ESTÉRIL
- GUANTE DE VINILO (TRANSPARENTE O COLOR LÁTEX)
- GUANTE DE LÁTEX PARA EXAMEN
- CAMPOS QX NO ESTÉRILES Y ESTÉRILES FENESTRADOS
- GASAS ESTÉRILES
- PAÑIN CON CLOREXIDINA, ALCOHOL ISOPROPÍLICO
- CATÉTER - TAPÓN HERPARINIZADO
- JERINGA
- CINTA ADHESIVA HIPOALERGÉNICA TIPO FIX
- CINTA ADHESIVA MICROPOROSA
- TAPABOCAS



Bajalenguas en Madera

- NO ESTÉRIL
- PRESENTACIÓN: CAJA X 500 UNIDADES A GRANEL O CAJAS X 500 UNIDADES EN BOLSAS POR 20 UNIDADES
- NO REUTILIZABLE



Aplicadores

- 100 % ALGODÓN
- NO ESTÉRIL
- PRESENTACIÓN: CAJA X 1.000 UNIDADES EN BOLSAS POR 20 UNIDADES
- MANGO EN MADERA
- NO REUTILIZABLE





GRUPO VITAL S.A.S

Por una salud llena de vida

Carrera 49B No.91-15 Teléfonos: 5331021/5339017
Telefax: 2576022 email: ventas@grupovitaltda.com
www.grupovitaltda.com
Bogotá D.C. - Colombia

